

ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия

Материал перевязочный гемостатический РЕВУЛ® (REVUL® HEMOSTATIC DRESSING)

Описание

Материал перевязочный гемостатический Ревул® (Revul® hemostatic dressing) – высокоэффективное кровоостанавливающее средство, изготовленное из натурального природного вещества хитозан, который предназначен для остановки различных видов кровотечений. Материал перевязочный гемостатический Ревул® (Revul® hemostatic dressing) работает независимо от процессов свертывания крови в организме. Гемостатический эффект обусловлен связыванием положительно заряженных элементов Материала перевязочного гемостатического Ревул® (Revul® hemostatic dressing) с отрицательно заряженными эритроцитами. При контакте с кровью Материал перевязочный гемостатический Ревул® (Revul® hemostatic dressing) способствует поглощению жидкой фракции крови и образует единую гелево-желеобразную массу, которая способствует остановке кровотечения.

Содержимое упаковки

Бинт Z-образный из хитозана.

Размер 11,2 см (см) x 1,83 м (м).

Состав:

Хитозан (нетканый материал природного происхождения).

Показания

Остановка наружного кровотечения различной интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных и артериальных сосудов, преимущественно на догоспитальном этапе.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к хитозану.

Способ применения

Возьмите пакет Материала перевязочного гемостатического Ревул® (Revul® hemostatic dressing), проверьте целостность упаковки и раскройте пакет.

1. Выполните плотную тампонаду раны в месте источника кровотечения. **НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПУСТОЙ ПАКЕТ!**
2. Плотно прижмите к ране бинт или марлевый тампон в течение 5 минут. Если кровотечение не останавливается, удерживайте еще 5 минут.
3. Наложите на рану давящую повязку.
4. Как можно быстрее доставьте пострадавшего в ближайший пункт первой медицинской помощи.
5. Передайте пустой пакет медицинским работникам.
6. Не используйте остатки бинта.

ВНИМАНИЕ! Материал перевязочный гемостатический Ревул® (Revul® hemostatic dressing) может находиться в ране пострадавшего в течение суток. Образованный им сгусток не распадается и не меняет своих свойств. Гранулы хитозана через 24 часа расщепляются на полисахариды и естественным образом выводятся из организма.

Побочные реакции

Аллергические реакции.

Надлежащие меры безопасности при применении

Стерильное медицинское изделие для однократного использования.

Упаковку раскрыть непосредственно перед применением, изделие повторному использованию не подлежит.

Проверяйте срок годности и целостность упаковки перед использованием.

При повреждении первичной упаковки изделие не использовать!

Изделие только для наружного применения.

Срок хранения: 2 года.



Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от +5 °С до +30 °С.

Название и адрес производителя

ООО «Юрия-фарм», Украина, 03038, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10

Тел: +38 (044) 275-92-42; +38 (044) 275-01-08



Адрес производства

Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Чигиринская, 21

www.uf.ua

www.revul.com.ua

Графические символы и их разъяснения	
	ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПО МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЯМ И КОД ОРГАНА ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ
	THE SYMBOL OF METHOD OF STERILIZATION, DURING WHICH STEAM IS USED/МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ИСПОЛЬЗУЮТ ИЗЛУЧЕНИЕ
	DO NOT RE-USE/ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО
	MANUFACTURE/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
	DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED/НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ
	HUMIDITY LIMITATION/ОГРАНИЧЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ
	TEMPERATURE LIMIT/ТЕМПЕРАТУРНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
	CAUTION, CONSULT ACCOMPANYING DOCUMENTS/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ОЗНАКОМИТЬСЯ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
	CONSULT INSTRUCTION FOR USE/ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
	DATE OF MANUFACTURE/ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

	USE-BY DATE/ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО
партия 	BATCH CODE/КОД ПАРТИИ

Дата последнего пересмотра: 21.12.2018 г.

Версия: 02