

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕВУЛ® МАТЕРИАЛ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ

Описание.

РЕВУЛ® материал перевязочный гемостатический – высокоэффективное кровоостанавливающее средство, изготовленное из натурального природного вещества – хитозана, который предназначен для остановки различных видов кровотечения. Проявляет гемостатический эффект независимо от процессов свертывания крови в организме. Гемостатический эффект обусловлен связыванием положительно заряженных элементов материала с отрицательно заряженными эритроцитами. При контакте с кровью РЕВУЛ® материал перевязочный гемостатический способствует поглощению жидкой фракции крови и образует единую гелево-желеобразную массу, что приводит к уменьшению кровотечения.

Состав.

Хитозан (нетканый материал природного происхождения).

Показания.

Остановка наружного кровотечения различной интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных и артериальных сосудов, преимущественно на догоспитальном этапе.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к хитозану.

Способ применения.

Возьмите пакет РЕВУЛ® материал перевязочный гемостатический, проверьте целостность упаковки, раскройте пакет и выньте материал из упаковки.

1. Выполните плотную тампонаду раны, желательно к источнику кровотечения. Оставьте гемостатический материал в полости раны. Остатки при необходимости можно отрезать или оторвать. **НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПУСТОЙ ПАКЕТ!**
2. Плотно прижмите к ране марлевый тампон в течение 5 минут.
3. Наложите на рану давящую повязку.
4. Как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью в ближайший пункт первой медицинской помощи.
5. Передайте пустой пакет медицинским работникам.
6. Остатки материала после открытия не используйте.

ВНИМАНИЕ! РЕВУЛ® материал перевязочный гемостатический может оставаться в ране пострадавшего в течение суток. Образованный им сгусток не распадается и не меняет своих свойств. Хитозан через 24 часа расщепляется на полисахариды и естественным образом выводится из раны.

Побочные реакции. Возможны проявления повышенной чувствительности к хитозану.

Надлежащие меры безопасности при применении.

Стерильное медицинское изделие одноразового использования.

Упаковку раскрыть непосредственно перед применением, средство не подлежит повторному использованию. Проверьте срок годности и целостность упаковки перед использованием.

При повреждении первичной упаковки изделие не использовать!

Устройство только для наружного применения.

Срок хранения. 2 года.

Условия хранения. Хранить при температуре от 5°C до 30°C в недоступном для детей месте.

Наименование и адрес производителя:

ООО «Юрия-Фарм», Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Чигиринская, 21.