

ІНСТРУКЦІЯ із застосування медичного виробу

Матеріал перев'язувальний гемостатичний РЕВУЛ® (REVUL® HEMOSTATIC DRESSING)

Опис

Матеріал перев'язувальний гемостатичний Ревул® (Revul® hemostatic dressing) – високоефективний кровоспинний засіб, виготовлений з натуральної природної речовини хітозан, який призначений для зупинки різних видів кровотечі. Матеріал перев'язувальний гемостатичний Ревул® (Revul® hemostatic dressing) працює незалежно від процесів згортання крові в організмі. Гемостатичний ефект обумовлено зв'язуванням позитивно заряджених елементів Матеріалу перев'язувального гемостатичного Ревул® (Revul® hemostatic dressing) з негативно зарядженими еритроцитами. При контакті з кров'ю Матеріал перев'язувальний гемостатичний Ревул® (Revul® hemostatic dressing) сприяє поглинанню рідкої фракції крові та утворює єдину гелево-желеподібну масу, що сприяє зупинці кровотечі.

Вміст пакування

Бинт Z-подібний з хітозану.

Розмір 11,2 см (см) x 1,83 м (м).

Склад:

Хітозан (нетканий матеріал природного походження).

Показання

Зупинка зовнішньої кровотечі різної інтенсивності, у тому числі при пошкодженні великих венозних і артеріальних судин, переважно на догоспітальному етапі.

Протипоказання

Підвищена чутливість до хітозану.

Спосіб застосування

Візьміть пакет Матеріалу перев'язувального гемостатичного Ревул® (Revul® hemostatic dressing), перевірте цілісність упаковки та розкрийте пакет.

1. Виконайте щільну тампонаду рани, в місці джерела кровотечі. **НЕ ВИКИДАЙТЕ ПОРОЖНІЙ ПАКЕТ!**
2. Щільно притисніть до рани бинт або марлевий тампон протягом 5 хвилин. Якщо кровотеча не спиняється, утримуйте ще 5 хвилин.
3. Накладіть на рану тиснучу пов'язку.
4. Якомога швидше доставте потерпілого до найближчого пункту першої медичної допомоги.
5. Передайте порожній пакет медичним працівникам.
6. Не використовуйте залишки бинта.



УВАГА! Матеріал перев'язувальний гемостатичний Ревул® (Revul® hemostatic dressing) може знаходитись у рані потерпілого протягом доби. Утворений ним згусток не розпадається та не змінює своїх властивостей. Гранули хітозану через 24 години розщеплюються на полісахариди та природним чином виводяться з організму.

Побічні реакції

Алергічні реакції.

Належні заходи безпеки при застосуванні

Стерильний медичний виріб для одноразового використання.

Упаковку розкрити безпосередньо перед застосуванням, виріб повторному використанню не підлягає.

Перевіряйте термін придатності та цілісність упаковки перед використанням.

При пошкодженні первинної упаковки виріб не використовувати!

Виріб лише для зовнішнього застосування.

Термін зберігання: 2 роки.



Умови зберігання

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі від +5 °С до +30 °С.

Назва та адреса виробника

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10






Тел: +38 (044) 275-92-42; +38 (044) 275-01-08

Адреса виробництва







Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21

www.uf.ua

www.revul.com.ua

Графічні символи та їх роз'яснення	
	ЗНАК ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНОМУ ТЕГЛАМЕНТУ ЩОДО МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ ТА КОД ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
	THE SYMBOL OF METHOD OF STERILIZATION, DURING WHICH STEAM IS USED/МЕТОД СТЕРИЛІЗАЦІЇ, ПІД ЧАС ЯКОГО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ВИПРОМІНЮВАННЯ
	DO NOT RE-USE/ПОВТОРНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАБОРОНЕНО
	MANUFACTURE/ВИРОБНИК
	DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED/НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ УПАКОВКИ



	HUMIDITY LIMITATION/ОБМЕЖЕННЯ ВОЛОГОСТІ
	TEMPERATURE LIMIT/ТЕМПЕРАТУРНЕ ОБМЕЖЕННЯ
	CAUTION, CONSULT ACCOMPANYING DOCUMENTS/ ЗАСТОРОГА! ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ СУПРОВІДНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
	CONSULT INSTRUCTION FOR USE/ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
	DATE OF MANUFACTURE/ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ
	USE-BY DATE/ВИКОРИСТАТИ ДО
<p data-bbox="328 757 403 786">партія</p> <div data-bbox="320 790 411 844" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">LOT</div>	BATCH CODE/КОД ПАРТІЇ

Дата останнього перегляду: 21.12.2018 р.
Версія: 02

